

SKLOPIVA HODALICA

Oznaka: HUGO

Upute za korištenje



1. KARAKTERISTIKE

Sklopiva hodalica izrađena je od ojačanog, eloksiranog, aluminijskog okvira i ima široko područje podrške. Mekane i pjenaste ručke osiguravaju pravilno stabilizaciju i ugodnu uporabu. Zahvaljujući podesivim nogama, visina hodalice se može prilagoditi visini korisnika. Gumeni vrhovi sprječavaju klizanje hodalice. Sklopljena hodalica zauzima malo prostora, te se može lako skladištiti i transportirati.

Dijelovi hodalice



2. PRIMJENA

Hodalica je pomoćna oprema namijenjena osobama sa smanjenim mobilnosti kojima je potrebna stabilna potpora i pomoć tijekom hodanja. Također se preporučuje starijim osobama kao pomoć u održavanju ravnoteže, poboljšanju udobnosti hodanja i sigurnosti od pada. Korištenje hodalice pozitivno utječe na povratak aktivnosti osoba s bolestima donjih udova i problemima s kretanjem ili naginjanjem u uspravni položaj.

3. MONTAŽA

Rasklapanje i sklapanje

- Za rasklapanje hodalice razdvojite strane u maksimalan položaj dok se ručke ne zaključaju.
- Za sklapanje hodalice pritisnite plastični element (osigurač) koji se nalazi u sredini na poprečnom okviru i preklapite stranice.

Podešavanje visine

- Visinu treba postaviti na takvu razinu da korisnik, koji je oslonjen na rukohvate, stoji što više uspravno koliko može, s njegovim ili njezinim ramenima u položaju mirovanja i s blago savijenih laktova. Nije preporučljivo osloniti se na hodalicu sa svom tjelesnom težinom.

- Za podešavanje visine nogu, pritisnite metalni gumb, odaberite odgovarajuću visinu unutarne cijevi i zaključajte odnos cijevi jedno drugom. Noge su podesive u koracima od 2,5 cm.

Napomena! Osigurač sa gumbom mora biti postavljen na istoj visini na svakoj nozi.

4. TEHNIČKI PODACI

Širina	50 cm
Ukupna dužina	56 cm
Prilagodba visine	78-95,5 cm
Težina	2,6 kg
Dozvoljeno opterećenje	136 kg
Boja okvira (cijevi)	srebrna

5. NAPOMENA

Timago International Group, kao i Orto i Medi centar d.o.o., ne snose odgovornost za neprimjeren korištenje sklopive hodalice, nepoštivanje sigurnosnih propisa i zlouporabe.

6. ODRŽAVANJE

Pregled

Sustavno vršite vizualni pregled svih dijelova hodalice:

- stanje gumba za podešavanje visine, zasuna, šarki itd.
- stabilnost i vizualni izgled okvira
- stanje cijevi (eventualna napuknuća)

Čišćenje

- Očistite okvir hodalice vlažnom krpom koristeći samo vodu i blagi deterdžent. Temeljito osušite.
- Za čišćenje ne koristite: jaka sredstva za poliranje i abrazivna sredstva, jake deterdžente, izbjeljivač, benzin ili otapala (mogu uzrokovati okvir oštećenja, vidljivih nedostataka i kao posljedica - gubitak jamstva).
- Neophodno je ukloniti nečistoće s pokretnih dijelova hodalice (šarke, stezni vijci, brave, osigurači).



7. INFORMACIJE O JAMSTVU

Svi proizvodi, koje distribuira tvrtka Timago, obuhvaćeni su jamstvom. Uvjeti jamstva opisani su u jamstvenom listu, koji ste dobili kod kupnje proizvoda. Skrećemo vam pozornost da u cilju ostvarivanja jamstva sačuvate dokaz kupnje (račun ili fiskalni račun).

8. UVJETI SKLADIŠTENJA I TRANSPORTA

Hodalica ne smije biti izložena izravnoj sunčevoj svjetlosti, vodi ili vlazi.

9. OZNAKE

	POZIV NA BROJ		PROIZVOĐAČ
	LOT BROJ		DATUM PROIZVODNJE
	SERIJSKI BROJ		MEDICINSKI PROIZVOD
	NAPOMENA		MOLIM PROČITAJTE UPUTE
	PROIZVOĐAČ JE ISPITAO PROIZVOD I OCIJENIO DA ON ISPUNJAVA ZAHTJEVE EU-A U PODRUČJU SIGURNOSTI, ZDRAVLJA I OKOLIŠA		

Proizvođač

Prodavatelj u RH



Timago International Group
Spółka z o.o. i Spółka – Spółka komandytowa
ul. Karpacka 24/12
43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00
F.: +48 33 499 50 11
E.: info@timago.com



ORTO I MEDI centar

Orto i Medi centar d.o.o.
Grižanska 6
1004 Zagreb-Dubrava

Tel.: 01/29 11 366
E-mail: info@omc.hr
Web: www.omc.hr
Webshop: www.omc.hr