

ORTOPEDSKI JASTUK
Kod proizvoda: CPAP DREAM
ORTOPEDSKI JASTUK
Kod proizvoda: ORTO DREAM
DVODIJELNI ORTOPEDSKI JASTUK ZA NOGE
Kod proizvoda: SPACER



1. IZVEDBA

CPAP DREAM

Zahvaljujući profiliranoj konstrukciji i primjeni memorijske pjene, jastuk osigurava komfor korisnicima CPAP aparata. Posebna izvedba pomaže spriječiti premještanje maske tijekom spavanja. Jastuk ima navlaku s patentnim zatvaračem, proizvedenu od visokokvalitetnog mekanog materijala koji dobro propušta zrak.

ORTO DREAM

Jastuk je napravljen od pjene s memorijom oblika što jamči odgovarajuću potporu vratne kralježnice i glave dok spavate. Jastuk ima mekanu navlaku s patentnim zatvaračem napravljenu od visokokvalitetnog mekog materijala koji dobro propušta zrak.

SPACER

Dvodjeljni jastuk je napravljen od pjene s memorijom oblika pomoću koje se lako prilagođuje obliku tijela i poboljšava komfor korisnika. Može se koristiti sastavljen ili rastavljen. Jastuk ima mekanu navlaku s patentnim zatvaračem napravljenu od visokokvalitetnog mekog materijala koji dobro propušta zrak



2. PRIMJENA

CPAP DREAM

Jastuk je namijenjen za osobe s apnejom koje koriste CPAP aparat. Omogućava komforan položaj glave s maskom koju se koristi tijekom terapije apneje. Posebni izrezi omogućavaju udobnu prilagodbu maske, a upotrijebljena memorijska pjena pridržava glavu, prilagođavajući se korisniku. Korištenje jastuka pozitivno utječe na probleme uzrokovane nepravilnim položajem vrata i glave tijekom sna (bolove u kralježnici, napetost mišića, trnjenje ruku i nogu, itd). Preporuča se kao profilaksa zdravog sna.

ORTO DREAM

Jastuk osigurava fiziološki položaj vratne kralježnice, a kad se pravilno prilagodi vratnoj lordози, smanjuje napetost vratnih mišića. Namijenjen za osobe koje trebaju stabilnu potporu za glavu i vratni dio kralježnice tijekom spavanja, kod istovremenog smanjenja pritiska na tijelo. Korištenje jastuka pozitivno utječe na probleme uzrokovane nepravilnim položajem vrata i glave tijekom sna (bolove u kralježnici, napetost mišića, trnjenje ruku i nogu, itd). Preporuča se kao profilaksa zdravog sna.

SPACER

Jastuk se koristi kod bolova zglobova u koljenima te poslije endoplastike zglobova kuka. U zatvorenom obliku na odgovarajući način pozicionira zdjelicu i udove što smanjuje napetost, bol i umor u nogama. Korišten u rastavljenom obliku podupire donji dio nogu, s ciljem pravilnog pozicioniranja korisnika.

Jastuk jamči fiziološki položaj zglobova i poboljšava cirkulaciju u donjim udovima, koristi se kao prevencija dekubitusa.

3. KONTRAINDIKACIJE

Korisnici s ozbiljnim bolestima ili lezijama vratne kralježnice prije prve uporabe trebaju se posavjetovati s liječnikom ili fizioterapeutom. (odnosi se na CPAP DREAM i ORTO DREAM).

4. NAPOMENE

Timago International Group, kao niti prodavatelj Orto i Medi centar d.o.o., ne snose odgovornost za nepravilno održavanje proizvoda, nepoštivanje sigurnosnih pravila i nenamjensku uporabu.

5. TEHNIČKI PARAMETRI

Model	CPAP DREAM	ORTO DREAM	SPACER
Veličina	50 x 30 x 10 cm	60 x 40 x 12 cm	25 x 20 x 15 cm
Gustoća	45D	45D	45D
Sastav	Navlaka: Pamuk 90%, Poliester 10% Sadržaj: Termoplastična pjena	Navlaka: Poliester 100% Sadržaj: Termoplastična pjena	Navlaka: Poliester 100% Sadržaj: Termoplastična pjena
Navlaka	Paropropustan, Patentni zatvarač	Paropropustan, Patentni zatvarač	Paropropustan, Patentni zatvarač
Boja	Bijela	Bijela	Sivi

6. ODRŽAVANJE

- Navlaku perite ručno u mlakoj vodi, ne koristite centrifugu, klor niti izbjeljivač, ne glačajte, ne sušite u sušilici, ne čistite kemijski.
- Sušite na sobnoj temperaturi, dalje od izvora velike topline.

Pozor! Informacija o održavanju se nalazi na etiketi jastuka.

7. UVJETI ČUVANJA I TRANSPORTA








Kolica ne izlažite direktnom djelovanju sunčanih zraka, vode i vlage.

8. PODACI O JAMSTVU

Proizvod je obuhvaćen jamstvom, u kojem su navedeni uvjeti, prezentirani u priloženom jamstvenom listu. Zbog jamstva treba spremiti potvrdu o kupovini proizvoda (račun ili fakturu

"Zahvaljujemo što ste odabrali Timago!"

9. OZNAKE

	POZIV NA BROJ		PROIZVOĐAČ
	LOT BROJ		DATUM PROIZVODNJE
	SERIJSKI BROJ		MEDICINSKI PROIZVOD
	NAPOMENA		MOLIM PROČITAJTE UPUTE
	PROIZVOĐAČ JE ISPITAO PROIZVOD I OCIJENIO DA ON ISPUNJAVA ZAHTJEVE EU-A U PODRUČJU SIGURNOSTI, ZDRAVLJA I OKOLIŠA		

Proizvođač



Timago International **TIMAGO.COM**
Spółka z o.o. i Spółka – Spółka komandytowa
ul. Karpacka 24/12
43-316 Bielsko-Biała, Polska
T.: +48 33 499 50 00
F.: +48 33 499 50 11
E.: info@timago.com

Prodavatelj u RH



Orto i Medi centar d.o.o.
Specijalizirana prodavaonica
Grižanska 6
10 040 Zagreb

Tel 01/2911 366
E-mail: info@omc.hr
info@omc.hr
www.omc.hr